



<p>Allgemein: HAAS-Führungsdrähte dürfen nur von Ärzten verwendet werden, die mit dem Produkt, der Anwendung und möglichen Komplikationen vertraut sind. Die Führungsdrähte dürfen nur in medizinischen Einrichtungen angewendet werden, in denen, im Falle einer Verletzung oder potenziell lebensbedrohlichen Komplikation, eine sofortige Notfallintervention durchgeführt werden kann.</p> <p>Aufbau: Führungsdrähte mit gerader oder J-Spitze, PTFE- oder unbeschichtet, mit fester oder beweglicher Seele in unterschiedlichen Längen und Durchmessern. Der tatsächliche Aufbau und die Dimensionen des Führungsdrahtes sind dem Etikett zu entnehmen.</p> <p>Indikationen: HAAS-Führungsdrähte dienen der Führung von interventionellen Kathetern mit kompatibelem Lumen im peripheren Kreislaufsystem. HAAS-PTA-Führungsdrähte sind dazu bestimmt, bei einer perkutanen transluminalen Angioplastie (PTA) die Platzierung von Ballondilatationskathetern mit kompatiblen Führungsdrahtlumen zu erleichtern.</p> <p>Kontraindikation: Führungsdrähte mit einem Durchmesser > 0.014" (0,36 mm) können chronische totale Okklusionen (CTOs) darstellen. Weitere Kontraindikationen und mögliche Komplikationen können sich aus der Gebrauchsanweisung des mit dem Führungsdraht verwendeten interventionellen Katheters oder der verwendeten Kanüle ergeben und sind zu beachten. Die HAAS-Führungsdrähte sind nicht zum Gebrauch im zentralen Kreislaufsystem, Herz- oder Hirngefäßen bestimmt.</p> <p>Warnhinweise: Dieses Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und steril verpackt. Das Produkt darf nicht resterilisiert und wiederverwendet werden, da bei Wiederverwendung eine Kontamination / Infektion nicht ausgeschlossen werden kann. Das Produkt muss innerhalb des vorgeschriebenen Temperaturbereiches trocken und lichtgeschützt gelagert werden. Das Produkt darf nicht mehr verwendet werden, wenn die Verpackung oder das Produkt beschädigt ist. Führungsdrähte sind empfindliche Instrumente und sollten sorgfältig gehandhabt werden. Vor und während der Verwendung ist der Führungsdraht sorgfältig auf Verbiegungen, Knicke oder andere Beschädigungen zu untersuchen. Beschädigte Führungsdrähte dürfen nicht verwendet werden, da dies zu einer Gefäßverletzung oder ungenauer Drehreaktion führen kann.</p>	<p>Es muss sichergestellt werden, dass nicht zum Führungsdraht gehörende Produkte kompatibel sind und deren Gebrauchsanleitungen beachtet werden.</p> <p>Es muss sichergestellt werden, dass kein Führungsdraht ungewollt, unbemerkt im Körper verbleiben kann bzw. verbleibt.</p> <p>Führungsdrähte sollten unter Röntgenbeobachtung verfolgt werden. Der Führungsdraht darf nicht manipuliert werden, ohne die daraus resultierende Bewegung der Spitze zu beobachten, da sonst Gefäßverletzungen auftreten können. Eine Manipulation gegen einen Widerstand kann zu einer Beschädigung des Führungsdrahts oder einer Abtrennung der Spitze führen.</p> <p>Ein Führungsdraht mit beweglicher Seele darf nicht gegen einen Widerstand manipuliert werden.</p> <p>Führungsdrähte enthalten Metalle und dürfen nicht unter MR Feldern verwendet werden, da sich der Führungsdraht unbeabsichtigt bewegen und / oder erwärmen könnten!</p> <p>Mögliche Komplikationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luftembolie - Iatrogene Infektion - Organ- oder Gefäßspasmus - Organ- oder Gefäßläsionen - Organ- oder Gefäßdissektion - Organ- oder Gefäßperforation <p>Der aktuelle medizinische Wissensstand ist zu beachten.</p> <p>Handhabungshinweise: Der Führungsdraht ist vor Entnahme aus dem Dispenser mit steriler heparinierter physiologischer Kochsalzlösung zu spülen. Bei der Handhabung des Führungsdrahtes sind aseptische Techniken anzuwenden. Der Führungsdraht sollte etwas länger sein als die doppelte Länge des Katheters, weil dieser proximal oder distal des geführten Katheters gefasst werden muss. Der Führungsdraht darf nicht durch eine metallische Kanülnadel hindurch entfernt werden. Insbesondere bei PTFE beschichteten Führungsdrähten könnte die Beschichtung beschädigt werden. Nachdem der Führungsdraht aus dem Körper entfernt wurde, muss er mit in steriler heparinierter Kochsalzlösung getränkter Gaze saubergewischt und feucht gehalten werden. Vor Wiedereinführung, ausschließlich während desselben Eingriffs, muss der Führungsdraht erneut auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigter Führungsdraht darf keinesfalls wiedereingeführt werden. Auch bei Wiedereinführung eines Führungsdrahtes den Führungsdraht mit steriler heparinierter physiologischer Kochsalzlösung spülen! Nach dem Gebrauch des Führungsdrahtes muss der Führungsdraht nach anerkannten Methoden und gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden. Bei Produktreklamationen muss der Führungsdraht an Carl Haas zurückgesendet werden. Ein entsprechendes Reklamationsprotokoll ist mit einzureichen.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1049 226 1166 310"></td> <td data-bbox="1172 226 1372 310">Gebrauchsanweisung beachten</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1049 319 1166 403"></td> <td data-bbox="1172 319 1372 403">Verwendbar bis</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1049 411 1166 495"></td> <td data-bbox="1172 411 1372 495">Bestellnummer</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1049 504 1166 588"></td> <td data-bbox="1172 504 1372 588">Chargenbezeichnung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1049 596 1166 680"></td> <td data-bbox="1172 596 1372 680">Hersteller</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1049 688 1166 772"></td> <td data-bbox="1172 688 1372 772">Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1049 781 1166 865"></td> <td data-bbox="1172 781 1372 865">Trocken aufbewahren</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1049 873 1166 957"></td> <td data-bbox="1172 873 1372 957">Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1049 966 1166 1050"></td> <td data-bbox="1172 966 1372 1050">Nicht erneut sterilisieren</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1049 1058 1166 1142"></td> <td data-bbox="1172 1058 1372 1142">Nicht wiederverwendbar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1049 1150 1166 1234"></td> <td data-bbox="1172 1150 1372 1234">Sterilisation durch Bestrahlung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1049 1243 1166 1327"></td> <td data-bbox="1172 1243 1372 1327">Temperaturbegrenzung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1049 1335 1166 1419"></td> <td data-bbox="1172 1335 1372 1419">Einsatz unter MR Feldern nicht erlaubt!</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1049 1428 1372 1856"> Carl Haas GmbH Dr.-Konstantin-Hank-Str. 18 78713 Schramberg, Deutschland Tel. +49-74 22 567 0 Fax +49-74 22 567 239 E-Mail: medical@carl-haas.com </td> </tr> </table>		Gebrauchsanweisung beachten		Verwendbar bis		Bestellnummer		Chargenbezeichnung		Hersteller		Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren		Trocken aufbewahren		Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden		Nicht erneut sterilisieren		Nicht wiederverwendbar		Sterilisation durch Bestrahlung		Temperaturbegrenzung		Einsatz unter MR Feldern nicht erlaubt!	 Carl Haas GmbH Dr.-Konstantin-Hank-Str. 18 78713 Schramberg, Deutschland Tel. +49-74 22 567 0 Fax +49-74 22 567 239 E-Mail: medical@carl-haas.com 	
	Gebrauchsanweisung beachten																													
	Verwendbar bis																													
	Bestellnummer																													
	Chargenbezeichnung																													
	Hersteller																													
	Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren																													
	Trocken aufbewahren																													
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden																													
	Nicht erneut sterilisieren																													
	Nicht wiederverwendbar																													
	Sterilisation durch Bestrahlung																													
	Temperaturbegrenzung																													
	Einsatz unter MR Feldern nicht erlaubt!																													
 Carl Haas GmbH Dr.-Konstantin-Hank-Str. 18 78713 Schramberg, Deutschland Tel. +49-74 22 567 0 Fax +49-74 22 567 239 E-Mail: medical@carl-haas.com 																														